WAKi
Towards a Better Life
since 1995

WAKi BEAUTY POTENTIAL equipment

WKT2073B

Bangkitkan Energimu,
Tingkatkan Vitalitasmu !



Visit our website at: **www.waki.asia**

Kata Pengantar

WAKi Beauty Potential Equipment menggabungkan High Potential Therapy dan Negative Potential Therapy, yang dilengkapi dengan teknologi eksklusif Ionic Glow Technology, untuk membantu Anda mencapai keseimbangan tubuh dan kecantikan secara menyeluruh—dari dalam hingga luar.

Membantu menjaga keseimbangan bio-elektrik tubuh secara lembut, alat ini dapat mendukung sirkulasi darah, membantu mengaktifkan vitalitas sel, serta mendukung metabolisme dan fungsi sistem imun. Hal ini membantu tubuh mempertahankan ritme internal yang stabil dan harmonis, sehingga cocok digunakan sebagai perawatan kesehatan harian dalam jangka panjang. Selain untuk kesehatan, fungsi Ionic Glow juga membantu meningkatkan kondisi kulit jika digunakan secara rutin—membuat kulit tampak lebih cerah, memperhalus tekstur kulit, dan memancarkan vitalitas alami melalui penampilan Anda.

Seperti sebuah “charger energi tubuh”, WAKi Beauty Potential Equipment bekerja dengan tenang untuk membantu mengisi kembali energi tubuh, meredakan kelelahan sehari-hari, serta meningkatkan kejernihan pikiran dan kualitas hidup—tanpa mengganggu rutinitas harian Anda.

Baik untuk bersantai setelah hari yang panjang, menjaga kesehatan sehari-hari, maupun merawat kulit, satu perangkat ini dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Dengan penggunaan yang mudah di rumah, WAKi Beauty Potential Equipment menjadikan perawatan kesehatan dan kecantikan sebagai bagian alami dari kehidupan sehari-hari.



Manfaat menggunakan WAKi Beauty Potential Equipment

Merevitalisasi dan meremajakan sel-sel di seluruh tubuh.

Terapi ini membantu memperkuat potensi listrik pada membran sel, sehingga mengembalikan sel ke kondisi optimalnya di tingkat -90 mV. Proses ini mendorong pergerakan sel yang lebih teratur, mengaktifkan kembali membran bagian dalam, serta memperlancar aliran muatan listrik (elektron).
Hasilnya, pembentukan energi sel (ATP) menjadi lebih cepat dan pergerakan muatan listrik di luar membran sel menjadi lebih teratur, yang secara efektif memberikan efek seperti pijatan lembut pada sel-sel di seluruh tubuh.

Meningkatkan metabolisme, membersihkan cairan tubuh, dan memperbaiki lingkungan internal tubuh.

Memperkuat fungsi organ vital, meningkatkan pembersihan racun di dalam tubuh, mengatur cairan tubuh ke tingkat alkalinitas lemah (pH = 7,36 - 7,44), menghilangkan bibit penyakit, dan meningkatkan kekebalan serta daya penyembuhan alami.

Menghilangkan radikal bebas

Tubuh manusia mengandung radikal bebas yang dapat merusak sel dan mengganggu fungsi organ, sehingga menyebabkan kerusakan sel dan berbagai gangguan kesehatan. Proses ini juga dapat mempercepat penuaan. Di bawah pengaruh medan potensial listrik statis, proses peremajaan sel dapat terjadi. Menjaga cairan tubuh dalam kondisi sedikit basa (alkali lemah) membantu membersihkan radikal bebas, meningkatkan daya tahan tubuh, memperlambat proses penuaan, serta memperbaiki penampilan fisik secara keseluruhan.


Meningkatkan sirkulasi darah dan mikrosirkulasi

Medan listrik statis bertegangan tinggi dengan potensial negatif dapat meningkatkan potensi listrik dan aktivitas sel darah. Ion negatif membantu mengurangi kepadatan trombosit, menurunkan kekentalan darah, serta meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Getaran mikro (sekitar 50–60 kali per detik) membantu menguraikan zat-zat yang menempel pada dinding pembuluh darah, seperti omega-3 dan kolesterol. Selain itu, terapi ini membantu melebarkan pembuluh darah dan kapiler, membuka pori-pori, menghaluskan dinding pembuluh darah, serta mengembalikan elastisitas pembuluh darah.

Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Medan potensial listrik statis meningkatkan bioelektrik seseorang, meningkatkan sifat gamma darah dan imunitas seluler. Hal ini memperkuat tubuh terhadap penyakit, meningkatkan ketahanan terhadap kuman dan virus, serta meningkatkan kemampuan melawan penyakit secara keseluruhan.

Proses
WAKi Beauty Potential Equipment




Tubuh kita secara alami menghasilkan energi listrik aktif. Saat menggunakan WAKi Beauty Potential, energi elektrik dipancarkan dan menyebar ke seluruh tubuh kita, membentuk medan listrik di sekitar kita.

Energi elektrik membantu mengaktifkan kembali membran sel dari lebih dari 200 jenis sel di tubuh kita. Ion negatif membantu memperbaiki dan menyesuaikan sel-sel yang rusak.


Peringatan:
Menjaga keseimbangan energi bio-listrik sangat penting untuk kesehatan yang optimal. Baik melalui terapi, olahraga, atau gaya hidup sehat, mari kita jaga agar energi kita tetap terjaga!

Sel Tubuh



- Energi elektrik membantu mengaktifkan kembali membran sel dari lebih dari 200 jenis sel di dalam tubuh kita.
- Ion negatif membantu memperbaiki dan menyesuaikan sel-sel yang rusak.

Membran Sel




- Membran sel adalah struktur paling penting dalam sebuah sel.
- Membran sel terbentuk dari lapisan ganda fosfolipid.
- Electric energy dibutuhkan untuk mengaktifkan membran sel, meningkatkan pergerakan oksigen, air, dan 90 jenis ion, serta membuang karbon dioksida dan limbah.
- Ketika potensial membran sel berada di antara -70mV (minus 70 milivolt) dan -90mV (minus 90 milivolt), membran sel menjadi aktif dan mempermudah aliran. Sel yang sehat menghasilkan jaringan sehat, organ sehat dan pada akhirnya, tubuh yang sehat.


Sel Tubuh

Setiap sistem bekerja dalam struktur hierarki, dengan sistem itu sendiri berada di tingkat tertinggi. Di bawah sistem ada organ, yang terdiri dari jaringan. Di tingkat paling bawah ada sel, yang membentuk unit dasar dari jaringan. Ketika sel-sel kita sehat, mereka menghasilkan jaringan yang sehat. Jaringan yang sehat mendukung fungsi organ yang baik, yang akhirnya mempromosikan kesehatan tubuh secara menyeluruh.


1. SEL



2. JARINGAN



3. ORGAN





WAKi Beauty Potential Equipment sesuai untuk:



Seluruh keluarga yang ingin hidup lebih sehat dan terhindar dari penyakit.



Anak-anak dan remaja usia sekolah, karena perlu konsentrasi yang tinggi dalam belajar dan mengurangi kelelahan.



Orang tua yang ingin hidup lebih lama, tetap aktif, memperbaiki sel-sel yang lemah dan terhindar dari penyakit.



Orang yang tinggal di perkotaan, terkekspos banyak polusi, kurang udara segar dan Menghadapi lingkungan dan pekerjaan yang penuh tekanan.



Pekerja di kantor/ ruangan ber-AC, kurang udara segar dan kurang bergerak.



Orang yang tidak ada waktu untuk berolahraga secara rutin dan teratur.




Orang yang peduli kesehatan dan mencari cara alami untuk menjaga kebugaran.

Proses
WAKi Beauty Potential Equipment


Cara menjaga vitalitas tubuh kita

Sebelum menggunakan WAKi Beauty Potential Equipment, vitamin, mineral, dan energi (Chi) dalam darah kita bergerak lambat. Setelah menggunakan WAKi Beauty Potential Equipment, vitamin, mineral, dan energi (Chi) dalam darah kita bergerak lebih lancar.

Sebelum



Sesudah




Cara memperbaiki sistem organ dalam tubuh kita

Sebelum menggunakan WAKi Beauty Potential Equipment, sel darah saling menumpuk dan tubuh kita berada dalam kondisi asam.
Setelah menggunakan WAKi Beauty Potential Equipment, sel darah terpisah dan menjadi lebih kecil, serta tubuh kita berada dalam kondisi yang lebih basa.


Sebelum



Sesudah



Fungsi High Potential



Fungsi High Potential membantu merangsang dan meningkatkan sirkulasi darah, mengatur tekanan darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketika aliran listrik mikro masuk ke dalam sistem saraf manusia, sistem endokrin akan secara otomatis teratur.

Menggunakan fungsi High Potential selama 30 menit memberikan hasil yang serupa dengan pijat relaksasi selama 2 jam.

Manfaat menggunakan fungsi High Potential:

- Merangsang ion di dalam dan di luar sel, termasuk kalium, natrium, fosfor, klorin, magnesium, dan kalsium, sel tubuh akan diaktifkan.
- Getaran mikro akan merangsang sel-sel di arteri, membantu meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh lebih berenergi.
- Mengaktifkan metabolisme sel, mempercepat penguraian lemak.
- Menghilangkan kelelahan, mengurangi nyeri punggung.
- Meningkatkan gerakan aktif saluran pencernaan.

Fungsi Negative Potential

WAKi Beauty Potential Equipment beroperasi dengan menciptakan medan listrik statis bertegangan tinggi di sekitar tubuh. Medan ini menghasilkan beberapa ribu muatan negatif bertegangan tinggi, yang dilepaskan secara senyap dari perangkat, termasuk melalui ion pad. Pelepasan ini menghasilkan ion negatif yang kuat yang menyerupai udara segar yang ditemukan di lingkungan alami seperti di dalam hutan.

Menggunakan terapi negative potential selama 30 menit memiliki hasil yang sama seperti relaksi di hutan selama 3 jam.



Ketika ion negatif memasuki tubuh manusia, mereka memainkan peran penting dalam mengatur dan meningkatkan beberapa sistem vital:


- **Sistem pernapasan:**
  Ion negatif dapat meningkatkan fungsi pernapasan dengan mengurangi alergen dan polutan udara, serta meningkatkan pernapasan menjadi lebih lancar.
- **Sistem saraf:**
  Ion negatif dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres dengan meningkatkan kadar serotonin di otak.
- **Sistem peredaran darah:**
  Ion negatif berpotensi meningkatkan aliran darah dan persebaran oksigen ke seluruh tubuh, yang membantu dalam kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan.
- **Sistem kekebalan tubuh:**
  Ion negatif memperkuat respons imun dengan mendukung fungsi sel darah putih.
- **Sistem metabolisme:**
  Ion negatif membantu meningkatkan metabolisme, yang berpotensi mendukung produksi energi dan eliminasi limbah.

Fungsi Negative Potential

Ion negatif memiliki manfaat untuk menyesuaikan keseimbangan pH tubuh secara bertahap dari kondisi asam ke kondisi sedikit alkali. Perubahan ini dianggap bermanfaat karena banyak fungsi tubuh yang beroperasi secara optimal dalam lingkungan yang sedikit alkali.

Secara keseluruhan, WAKi Beauty Potential Equipment bertujuan untuk memanfaatkan efek ion negatif guna meningkatkan berbagai fungsi fisiologis, serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Manfaat menggunakan fungsi Negative Potential:



Menghidupkan kembali dan memulihkan sel-sel tubuh.



Menghilangkan racun dari dalam tubuh.



Meningkatkan dan mempromosikan sirkulasi darah.



Menyeimbangkan hormon untuk mencegah penuaan.



Mempertahankan energi dan keharmonisan bagi pasangan.




Menambah ion negatif dalam tubuh manusia

Fungsi Negative Potential

Berikut cara WAKi Beauty Potential Equipment menyeimbangkan sel-sel tubuh kita:

Ketika menggunakan WAKi Beauty Potential Equipment, ion negatif yang dihasilkan oleh perangkat ini dapat memperbaiki sel-sel yang rusak dan mengembalikannya ke kondisi normal. Hal ini mendorong keseimbangan seluler dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pada akhirnya, sel-sel pulih dan kembali ke kondisi optimalnya.

Metode yang digunakan oleh WAKi Beauty Potential Equipment untuk menyeimbangkan sel-sel tubuh kita adalah sebagai berikut:



Fungsi Ionic Glow

Ungkap Rahasia Kecantikan Abadi dengan WAKi Ionic Glow Equipment



WAKi Ionic Glow Equipment adalah perangkat perawatan kulit dan rambut revolusioner yang dirancang untuk memberikan kulit bercahaya, awet muda, dan rambut yang lebih sehat. Ditenagai oleh Teknologi Ionic Glow canggih, sistem futuristik ini menawarkan solusi komprehensif untuk peremajaan, hidrasi, detoksifikasi, serta kesehatan kulit dan kulit kepala secara keseluruhan. Dirancang untuk kenyamanan dan kemewahan, WAKi Ionic Glow Equipment membawa perawatan kulit dan rambut setingkat profesional langsung ke rumah Anda, memungkinkan Anda merasakan manfaat transformasional dari teknologi kecantikan mutakhir setiap kali digunakan.


Manfaat menggunakan WAKi Ionic Glow Equipment



Mencegah jerawat dengan menghilangkan bakteri dan mengatur produksi minyak.



Menghilangkan noda, mencerahkan dan melembutkan kulit



Meningkatkan produksi kolagen untuk memperbaiki elastisitas dan struktur kulit.



Menghaluskankan garis halus dan kerutan, serta mencegah munculnya kerutan baru.



Merangsang aliran darah, meredakan peradangan, dan menenangkan kulit yang teriritasi.



Mendukung kesehatan rambut dengan meningkatkan sirkulasi darah dan nutrisi pada folikel rambut.

Fungsi Ionic Glow



Aksesoris WAKi Ionic Glow Equipment

Curved tube

- Menargetkan jerawat dan ketidaksempurnaan kulit lainnya, terutama di area yang lebih luas
- Secara efektif merawat area leher, lengan, dan kaki untuk kulit yang lebih halus dan bebas noda.
- Meningkatkan sirkulasi dan memperbaiki drainase limfatik untuk detoksifikasi.

Mushroom tube

- Dirancang untuk area wajah yang lebih luas seperti pipi, dahi, dan garis rahang.
- Meningkatkan penyerapan serum dan krim dengan meningkatkan penyerapan bahan aktif secara mendalam.
- Mengurangi kemerahan, menenangkan iritasi, dan mendorong warna kulit yang merata.



Bent tube

- Dirancang khusus untuk area yang sulit dijangkau seperti bibir, hidung, atau area bawah mata.
- Mengurangi lingkaran hitam, pembengkakan, dan garis halus.
- Secara lembut merangsang area sensitif tanpa menimbulkan ketidaknyamanan.



Tongue-type tube

- Cocok untuk perawatan titik pada jerawat dan komedo.
- Menghilangkan bakteri penyebab jerawat dan mempercepat proses penyembuhan.
- Mengurangi kemerahan dan peradangan untuk pemulihan yang lebih cepat dari kulit bernoda.



Comb tube

- Menyegarkan kulit kepala dengan meningkatkan sirkulasi darah dan pengantaran oksigen.
- Mengaktifkan folikel rambut yang tidak aktif untuk mengurangi kerontokan rambut dan mendorong pertumbuhan kembali.
- Melawan kering, gatal, dan ketombe untuk kulit kepala yang lebih sehat.



Fungsi Ionic Glow

Siapa yang cocok mendapatkan manfaat dari WAKi Ionic Glow Equipment?



Orang yang mengalami penuaan Mengurangi kerutan dan mendorong penampilan yang lebih muda.



Orang yang menginginkan kecantikan dan kesehatan
Bagi mereka yang ingin menjaga kulit sehat dan bercahaya serta kesejahteraan secara keseluruhan.



Orang dengan masalah rambut Mendorong rambut yang lebih sehat dan kuat serta kulit kepala yang segar dan ternutrisi.



Wanita Karir
Cocok untuk profesional yang sibuk mencari solusi kecantikan yang efektif.



Ibu rumah tangga
Membantu perawatan kesehatan dan perawatan kulit saat dirumah.



Kulit sensitif /pengidap jerawat Lembut dan efektif untuk menenangkan dan merawat kulit yang teriritasi.

Fungsi Multi Functional Partial Pen

Orang-orang tua berkata: "sakit artinya tidak lancar, lancar artinya tidak sakit". Terapi partial pen adalah menggunakan perangkat partial pen untuk menyentuh titik akupunktur di tubuh, mensimulasikan seperti jarum. Arus mikro-elektrik mengalir melalui tubuh, merangsang dan membersihkan meridian.

Fungsi perawatan partial menerapkan prinsip akupunktur dengan menggunakan arus mikro-elektrik untuk merangsang bagian-bagian meridian yang terasa sakit dan nyeri. Selama penerapan fungsi high potential atau negative potential, tubuh duduk di atas bantalan energi, dan partial pen digunakan untuk menggaruk area yang sakit dan nyeri dengan lembut selama sekitar 30 detik hingga 1 menit. Ini membantu meredakan rasa sakit dan nyeri dengan cepat.

Selain itu, metode ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dan meremajakan meridian.

Dilengkapi dengan tiga kepala yang dapat diganti:



Fungsi Manual

High Potential

+3500 Volts sesuai untuk:

Atlet, penduduk di daerah dengan polusi udara, pekerja kasar, individu dengan daya ingat rendah, pengemudi, staf rumah sakit, individu yang kekurangan energi, dan peminum alkohol rutin.

+7000 Volts sesuai untuk:

Orang dengan masalah pencernaan, insomnia kronis, kesulitan bernapas, kelelahan mental, kurangnya olahraga, daya ingat yang buru, dan mereka yang bekerja shift malam secara teratur.

+9000 Volts sesuai untuk:

Perokok, orang yang bekerja di bawah tekanan besar, lansia yang selalu kelelahan, orang yang kesulitan berkeringat, mereka yang kekurangan energi darah dan chi, penglihatan buruk, pendengaran buruk, hipertensi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asma, dan masalah pencernaan.

Negative Potential

-2800 Volts sesuai untuk:

Orang yang sering kurang tidur, pelajar, anak-anak dengan konsentrasi buruk, orang dengan nafsu makan rendah, orang yang jarang berolahraga dan orang yang jarang mengunjungi tempat rekreasi.

-5500 Volts sesuai untuk:

Pelajar yang menghadapi tekanan ujian, orang dewasa yang kurang konsentrasi, orang yang pencinta daging, orang yang berkerja tengah malam, orang yang memiliki kulit kusam, orang yang selalu merasa pusing dan mengantuk, dan orang yang terlihat tua dari usia yang sebenarnya.

- 7000 Volts sesuai untuk:

Pengidap obesitas, pengidap insomnia jangka panjang, pasangan yang mengalami ketidakharmonisan hubungan, orang yang kekurangan stamina, dan orang dengan masalah mobilitas.

**Rekomendasi: Gunakan setidaknya 2 hingga 3 kali sehari, dengan durasi setiap sesi minimal 30 menit. Gunakan di pagi dan malam hari.*
***Untuk gaya hidup yang lebih sehat dan energik, gunakan Mode Otomatis Terapi High Potential. (Lihat halaman berikutnya)*

Fungsi Timer dan Fungsi Auto

Fungsi Timer


Timer akan dimulai dari 30 menit, dengan waktu maksimum yang dapat disesuaikan hingga 200 menit. (Dapat ditambah setiap 5 menit hingga mencapai 200 menit).

- **Untuk 30 menit:** Sesuai untuk terapi 1 hingga 7 hari.
- **Untuk 40 menit:** Sesuai untuk terapi 8 hingga 14 hari.
- **Untuk 60 menit:** Sesuai untuk terapi 15 hingga 21 hari.
- **Untuk 70 menit atau lebih:** Sesuai untuk terapi 21 hari atau lebih untuk mencapai hasil yang optimal.

Fungsi Auto

Selama durasi yang telah ditentukan, tegangan akan secara otomatis bergantian antara 3500 Volt, 7000 Volt, dan 9000 Volt.

- Saat menggunakan Mode Auto, output high potential akan berulang kali berulang dari rendah ke tinggi, kemudian dari tinggi ke rendah, sesuai dengan tabel di bawah ini hingga waktu penggunaan selesai.



- Saat menggunakan mode otomatis M2, mode ini akan secara otomatis berubah sesuai dengan tabel berikut hingga waktu penggunaan berakhir.



Manfaat menggunakan WAKi Beauty Potential Equipment



Mengurangi ketergantungan obat



Memperindah bentuk tubuh



Kualitas tidur meningkat



Terlihat dan terasa 5-6 tahun lebih muda



Meningkatkan vitalitas



Kulit menjadi semakin halus



Memudarkan bekas luka



Meningkatkan nafsu makan



Meningkatkan pertumbuhan rambut dan kuku

Bagaimana cara meningkatkan efektivitas WAKi Beauty Potential Equipment?



Minum air yang bersih dan sehat



Menghirup udara bersih dan segar



Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi



Tidur yang cukup dan berkualitas



Rutin massage dan spa secara teratur



Terapi secara konsisten dengan produk terapi WAKi lainnya

⚠ **PERHATIAN:**
Ingat untuk selalu minum segelas air putih sebelum dan sesudah menggunakan WAKi Golden Beauty Potential Equipment untuk mempercepat prose pengeluaran racun dan limbah dari tubuh Anda.



Menggunakannya dengan produk yang menghasilkan ion negatif dapat semakin meningkatkan perbaikan.

Bagaimana cara meningkatkan efektivitas WAKi Beauty Potential Equipment?



Minum air yang bersih dan sehat



Menghirup udara bersih dan segar



Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi



Tidur yang cukup dan berkualitas



Rutin massage dan spa secara teratur



Terapi secara konsisten dengan produk terapi WAKi lainnya

⚠ **PERHATIAN:**
Ingat untuk selalu minum segelas air putih sebelum dan sesudah menggunakan WAKi Beauty Potential Equipment untuk mempercepat proses pengeluaran racun dan limbah dari tubuh Anda.



Menggunakannya dengan produk yang menghasilkan ion negatif dapat semakin meningkatkan perbaikan.

Berapa lama kondisi saya akan membaik setelah menggunakan WAKi Beauty Potential Equipment?

Biasanya, perubahan dan efek dari Per WAKi Beauty Potential Equipment mulai terlihat setelah 7 hingga 21 hari terapi.

Anda Berada di Kategori Mana?


Tubuh kita mempunyai kondisi dan reaksi-reaksi berbeda yang akan menunjukkan hasil terapi mengikut kategori di bawah

CEPAT



Reaksi efektif biasanya dirasakan dalam waktu 1-10 hari.

BERTAHAP




Biasanya, efektivitas terasa setiap 5 hari, dengan perbaikan bertahap setiap periode 5 hari berikutnya.

BERSELANG



Biasanya, efektivitas terasa dalam 5 hari pertama, diikuti dengan perasaan normal pada 5 hari berikutnya. Siklus efektivitas dan sensasi normal ini akan berlanjut setiap 5 hari.

LAMBAT




Biasanya, reaksi akan terasa setelah 45 hari.

Kapan waktu terbaik menggunakan WAKi Beauty Potential Equipment?

SETENGAH JAM SETELAH BANGUN PAGI


Sel-sel dan darah dalam tubuh kita perlu 'dimotivasi' untuk dapat bergerak lebih cepat, sehingga vitalitas dan energi kita akan cepat meningkat dan aktifitas kerja kita akan sempurna.

Sebelum



Vitamin, Mineral dan Tenaga (Chi) dalam darah bergerak lambat.

Sesudah



Vitamin, Mineral dan Tenaga (Chi) dalam darah bergerak lebih lancar.

SETENGAH JAM SEBELUM TIDUR MALAM


Pada malam hari, tubuh kita memerlukan istirahat agar sel-sel kita dapat beregenerasi dan memperbaiki diri secara otomatis.

Sebelum



Sel darah merah bergabung dalam gumpalan besar karena keasaman.

Sesudah



Sel darah terpisah dan lebih kecil karena alkalinitas rendah.

Vitalitas kita akan lebih cepat meningkat di pagi hari dan di malam hari, tubuh kita akan semakin cepat dalam melakukan regenerasi dan perbaikan sel-sel tubuh.

WAKi Beauty Potential Equipment (WKT2073B):
Mesin Utama dan Aksesoris



1 unit utama



1 electric tester



1 remote control



1 seat cushion



1 cushion cover



1 foot pad



1 set partial pen multifungsi




1 set WAKi Ionic Glow Equipment



1 kabel ekstensi



1 kabel power utama



1 buku manual

Perusahaan kami berhak mengembangkan lebih banyak aksesori adaptasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.


WAKI
Towards a Better Life
since 1995
http://www.waki.asia
Not a Promise, But Sure!

(BTS027E'25)