WAKi
Towards a Better Life
since 1995

WAKi ULTRA ELECTRO

massager equipment

WKT2090



Bio-Electro Energy Internal Body Massage pertama di dunia dengan

ULTRASONIK, LASER NANO, FUNGSI AIR SPEKTRUM

- Energi Bio-elektro
- Energi Panas Magnetik
- Energi Ultrasonik
- Energi Laser Nano
- Air Spektrum Magnetik

Visit our website at: **www.waki.asia**

PERKENALAN Produk



Energi Bio-Elektro, Pemijat Tubuh Internal




Energi Panas Magnetik, Melancarkan Sirkulasi Darah



Energi Ultrasonik, Meringankan Nyeri Parsial



Energi Laser Nano, Merangsang Metabolisme Sel



Air Spektrum Magnetik, Melembabkan Sel

WAKi Ultra Electro Massager Equipment adalah peralatan perawatan kesehatan teknologi modern yang menerapkan "Bio-Electro Energy" dan "Magnetic Heat Energy" pada kaki, telapak tangan, pantat dan pinggang. Hasilnya adalah efek "Pemijat Tubuh Internal". Selain itu, versi yang ditingkatkan dari WAKi Ultra Electro Massager Equipment ini telah menambahkan 3 fungsi baru, yaitu Ultrasonik untuk pijatan parsial, Terapi Laser Nano dan generator Air Spektrum Magnetik.

"Bio-Electro Energy" dan "Magnetic Heat Energy" dapat membantu untuk merangsang dan mengaktifkan meridian dalam tubuh manusia, sel-sel vena, sel-sel arteri, mikrovaskuler , dan sistem saraf, terutama untuk efek titik akupunktur kaki dan telapak tangan dari zona refleksiologi.


Energi ultrasonik memiliki kemampuan penetrasi yang baik dalam jaringan manusia. Efek pemanasan ultrasonik dari perangkat pijat parsial ultrasonik, dapat secara efektif menghilangkan rasa sakit parsial, seperti bahu, pinggang, leher, otot, dan sendi. Energi laser nano meningkatkan metabolisme sel melalui penetrasi kulit manusia, lemak , otot, dinding pembuluh darah dan jaringan lainnya.

WAKi Ultra Electro Massager Equipment adalah peralatan perawatan kesehatan multi-fungsi. Gunakan sekitar 30 hingga 40 menit setiap hari dalam jangka panjang, dapat membantu seluruh keluarga Anda menjadi lebih sehat dan lebih bahagia.

MANFAAT setelah menerapkan WAKi Ultra Electro Massager Equipment:



Mengaktifkan dan merangsang meridian



Mengaktifkan sel-sel vena dan sel-sel arteri



Hilangkan sebagian rasa sakit dan nyeri tubuh



Merilekskan otot-otot yang kelelahan



Mengurangi stres dalam kehidupan



Meningkatkan stamina untuk orang dewasa



Memperbaiki masalah nyeri haid pada wanita




Meningkatkan sistem kekebalan tubuh



Memperbaiki sistem detoksifikasi



Menghilangkan kelelahan, memperbaiki insomnia




Melancarkan sirkulasi darah



Meningkatkan metabolisme sel

Apa **FUNGSI ENERGI PANAS MAGNETIK?**



Gunakan 30 menit fungsi Energi Panas Magnetik memiliki hasil yang serupa dengan Sauna / SPA selama 1 jam

Fungsi Energi Panas Magnetik dapat diterapkan pada punggung, pantat, dan kaki. Terapkan dalam jangka panjang, dapat memperoleh efek fisik.



Pantat

- Sesuai untuk: Orang yang mengalami sakit perut pada saat menstruasi, orang yang mengalami menstruasi tidak lancar.



Pinggang

- Sesuai untuk: Orang yang kurang energi "chi", orang yang sakit punggung bawah, orang yang kekurangan stamina.



Kaki

- Sesuai untuk: Orang yang memiliki kaki dingin, kaki yang lelah.

Metode **PIJAT PARSIAL**

- Minum segelas air bio-energi 200ml / Air Spektrum magnetik, sebelum dan sesudah menggunakan produk.
- Gunakan sekitar 30-40 menit setiap kali untuk pijatan parsial.



Kaki



Telapak tangan



Pantat




Pinggang



Mode **PIJAT ELEKTRO:**

WAKi Ultra Electro Massager Equipment memiliki total 6 mode pemijatan. Setiap mode berisi frekuensi dan tujuan pijatan yang berbeda.

Diagram Titik Akupuntur Refleksi Kaki:



Mode pijat kaki:

- M1 : Sesuai untuk semua jenis pengguna
- M2 : Sesuai untuk orang yang memiliki asam urat tinggi
- M3 : Sesuai untuk orang yang menderita nyeri otot pada kaki
- M4 : Sesuai untuk orang yang kurang berolahraga
- M5 : Sesuai untuk orang yang kurang stamina
- M6 : Sesuai untuk lansia

Mode **PIJAT ELEKTRO:**

Diagram Titik Akupuntur Refleksi Telapak Tangan:

Poin Refleksiologi Telapak Tangan (Depan)



Poin Refleksiologi Telapak Tangan (Belakang)



Mode pijat telapak tangan:

- M1 : Sesuai untuk semua jenis pengguna
- M2 : Sesuai untuk orang yang menderita kelumpuhan telapak tangan
- M3 : Sesuai untuk orang yang menderita masalah psychasthenia
- M4 : Sesuai untuk orang yang kurang berolahraga
- M5 : Sesuai untuk orang yang kurang stamina
- M6 : Sesuai untuk lansia

Mode **PIJAT ELEKTRO:**

Mode pijat pantat:

- M1 : Sesuai untuk semua jenis pengguna
- M2 : Sesuai untuk orang yang memiliki pantat obesitas
- M3 : Sesuai untuk orang yang menderita nyeri otot pantat
- M4 : Sesuai untuk pria dewasa (meningkatkan stamina)
- M5 : Sesuai untuk wanita dewasa (meningkatkan stamina)
- M6 : Sesuai untuk lansia

Mode pijat pinggang:


- M1 : Sesuai untuk semua jenis pengguna
- M2 : Sesuai untuk orang yang memiliki pinggang obesitas
- M3 : Sesuai untuk orang yang menderita nyeri otot pinggang
- M4 : Sesuai untuk pria dewasa (meningkatkan stamina)
- M5 : Sesuai untuk wanita dewasa (meningkatkan stamina)
- M6 : Sesuai untuk lansia



Fungsi Pijat Parsial **ULTRASONIK:**


Apa itu Ultrasonik

Ultrasound mengacu pada gelombang suara atau getaran yang frekuensinya melebihi nilai tertinggi yang dapat didengar oleh telinga manusia sebesar 20 kHz (Hertz). Ini berarti bahwa jika frekuensi gelombang suara melebihi 20 kHz, telinga manusia tidak dapat mendengarnya. Fungsi Ultrasonik WAKi Ultra Electro Massager Equipment menggunakan gelombang ultrasonik frekuensi 1MHz (1 juta Hertz). Fungsi ini sesuai untuk menghilangkan rasa sakit parsial, dan pada saat yang sama, membantu melembabkan kulit wajah (Harus diaplikasikan bersama dengan gel kecantikan).



Bagaimana cara menguji Ultrasonik?

Fungsi Ultrasonik dari WAKi Ultra Electro Massager Equipment dapat diuji dengan menggunakan 3 metode: Uji atomisasi, uji Penetrasi, uji Adsorpsi, Anda dapat melihat respons ultrasonik langsung melalui indera penglihatan.



Tes Adsorpsi



Tes Atomisasi



Tes Penetrasi

Fungsi Pijat Parsial **ULTRASONIK:**

- Minum segelas air bio-energi 200ml / Air Spektrum magnetik, sebelum dan sesudah menggunakan produk.

Bagaimana cara menggunakan fungsi Ultrasonik dari WAKi Ultra Electro Massager Equipment?



1 Pertama, masukkan kepala ultrasonik ke dalam port keluaran "ultrasonik".



2 Atur waktu 10 menit atau 20 menit.



3 Tekan tombol "Ultrasonik" untuk memilih intensitas output (rendah, sedang, tinggi)



4 Oleskan "gel" ke area tubuh yang nyeri (harus menggunakan "gel" untuk setiap penggunaan), lalu mulai pijatan.



5 Mulai terapi. Jika Anda merasakan nyeri atau sakit, segera hentikan.

Fungsi Pijat Parsial **ULTRASONIK:**

Fungsi Ultrasonik WAKi Ultra Electro Massager Equipment sesuai untuk telapak tangan, tangan, sendi, leher, bahu, punggung, pinggang, paha, betis, kaki, otot, dan pinggul. Namun, tidak sesuai untuk mata dan di sekitar mata, telinga, hidung, kepala, dahi, mulut, organ reproduksi pria dan wanita, dada, tenggorokan, perut dan bagian sensitif lainnya.

Rendah (tenaga suara 2.2W) sesuai untuk:

- Wajah
- Leher

Sedang (daya suara 4,9W) sesuai untuk:

- Bahu
- Sendi
- Memar
- Tulang belakang
- Pinggang

Tinggi (daya suara 6,5W) sesuai untuk:

- Paha
- Betis
- Tangan
- Kaki
- Lutut
- Telapak tangan
- Punggung
- Otot



CATATAN:

* Untuk daerah nyeri, gunakan 1-2 kali sehari selama 10-20 menit setiap kali sampai rasa sakitnya hilang.
* Untuk wajah, gunakan kurang dari 10 menit setiap kali, hingga 3-4 kali per minggu. (Tidak direkomendasikan untuk orang dengan kulit sensitif)

Fungsi Energi **LASER NANO:**

Apa itu Energi Laser Nano?

Fungsi laser-nano dari peralatan WAKi Ultra Electro Massager mengadopsi teknologi laser nano-lemah. Laser nano-lemah dapat langsung menyinari jaringan biologis tanpa menyebabkan kerusakan. Laser nano-lemah juga dapat menghasilkan rangsangan biologis jinak, sehingga mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti transmisi impuls saraf, fungsi darah, aktivitas enzim, imunitas, metabolisme, dll. Fungsi laser-nano dari peralatan WAKi Ultra Electro Massager dapat menyinari titik akupunktur dan darah.




Gelang laser memancarkan laser lemah pada 650 nanometer, yang mendekati dengan panjang gelombang fisiologis tubuh manusia dan cocok untuk penyerapan tubuh manusia. Gunakan 2-3 kali sehari selama 30 menit setiap kali. Menggunakannya dalam jangka panjang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan metabolisme sel. Fungsi laser-nano dari peralatan WAKi Ultra Electro Massager sesuai untuk seluruh keluarga, terutama orang tua.



Fungsi Energi **LASER NANO:**

Bagaimana cara menggunakan fungsi laser-nano dari peralatan WAKi Ultra Electro Massager?



1 Pertama, masukkan kepala gelang laser nano ke port output "laser".



2 Kenakan gelang laser di pergelangan tangan kiri atau kanan, dan area emisi laser sejajar dengan bagian dalam pergelangan tangan.



3 Atur waktu menjadi 30 menit.



4 Tekan tombol "Laser" dan pilih intensitas output "Rendah (tampilan: biru), Tinggi (tampilan: merah)".


CATATAN:
Ketika output laser tingkat rendah dihidupkan (tampilan: biru), sinar laser inframerah adalah output dalam mode denyut; Tingkat rendah sesuai untuk: orang dengan tekanan darah normal, orang muda.

Saat output laser tingkat tinggi (tampilan: merah) dihidupkan, sinar laser inframerah dihasilkan dalam mode kontinu. Tingkat tinggi sesuai untuk: orang dengan tekanan darah tinggi, orang tua.

Air SPEKTRUM MAGNETIK:

Apa itu Air Spektrum Magnetik?

Dibandingkan dengan air biasa, Air Spektrum Magnetik memiliki lebih banyak oksigen, 5% lebih banyak dari air biasa. Ketika oksigen terlarut dalam air meningkat, itu dapat meningkatkan metabolisme tubuh manusia dan menghilangkan racun dan limbah manusia. Menggunakan teknologi elektromagnetik dan teori spektrum, WAKi Ultra Electro Massager equipment menerapkan frekuensi 2KHZ / S dan bola lampu medan magnet untuk menghasilkan air spektrum magnetik.



Bagaimana cara menggunakan fungsi generator air spektrum magnetik?



1 Tempatkan segelas air yang disaring atau sebotol air mineral di dalam lekukan gelas unit utama.



2 Tekan tombol "Waktu" untuk mengatur waktu keluaran fungsi (disarankan setidaknya 30 menit).




3 Tekan tombol "Tombol Spectrum", cahaya dalam lekukan gelas pada unit utama akan berkedip, dan air spektrum magnetik akan mulai terbentuk.



4 Setelah operasi selesai, ambil gelasnya dan nikmati minum.

Air SPEKTRUM MAGNETIK:


Manfaat minum air spektrum magnetik:



1 Gugus molekul menjadi lebih kecil, daya tembus dan daya solvasi ditingkatkan, dan mereka mudah diserap oleh sel manusia.



2 Dibandingkan dengan air biasa, kandungan oksigen terlarut air spektrum magnetik meningkat 5%, dan rasa air lebih baik.



3 Minum 2 liter atau lebih setiap hari, membantu mengeluarkan racun dari tubuh manusia.



4 Minum 2 liter atau lebih setiap hari, membantu menghilangkan sembelit.



5 Minum 2 liter atau lebih setiap hari, menjaga kesehatan kulit dan anti penuaan.

WAKi Ultra Electro Massager Equipment

SESUAI UNTUK:



Seluruh keluarga



Lansia



Orang yang suka kecantikan wajah



Orang yang menderita kelumpuhan pada telapak tangan dan kaki



Orang yang kurang berolahraga



Orang yang menderita nyeri otot



Orang yang memiliki pantat obesitas



Orang yang menderita sakit pinggang dan punggung



Orang yang selalu kelelahan



Orang yang kurang stamina




Orang yang menderita insomnia

AKSESORI
di mesin utama dan aksesori tambahan:



1 set
Mesin utama



1 set
Pegangan getar



1 pcs
Buku panduan



1 pcs
Bantal duduk




Bantalan
bantal duduk
(pria)



Bantalan
bantal duduk
(wanita)



1 pcs
Kabel power



2 pcs
Tabung pelindung



1 pcs
Botol plastil




1 pcs
Perban

Aksesori tambahan:



1pcs
Sabuk



1 set
Ultrasonik probe & holder



1 pcs
Gelang laser


WAKI
Towards a Better Life
since 1995
http://www.waki.asia
Not a Promise, But Sure!

(BTS018I'19)