WAKi
Towards a Better Life
since 1995

WAKi Multi Functional High Potential Therapeutic Equipment

WK2076H



Semua kehidupan di alam tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Manusia pastipun memerlukan satu lingkungan hidup yang baik jika mereka ingin panjang usia. Satu lingkungan yang sehat memberikan orang-orang dengan udara segar dan membiarkan mereka menikmati kebaikan ditawarkan oleh alam dan penyakit-penyakit dapat dikurangkan; lingkungan yang harmoni dapat menghindarkan orang dari rasa marah dan menjaga mereka dalam situasi normal, bebas daripada tekanan dan memanjangkan hidup mereka.

Bagaimanapun, lingkungan sosial pada masa ini adalah semakin rumit. Manusia moden dihadapkan dengan pelbagai tekanan sosial dan tekanan hidup seperti pengangguran, kompetisi, sekolah, keluarga pada setiap saat. Dengan semakin cepatnya langkah kehidupan dan tekanan sosial yang semakin bertambah, berbagai ketidaknyamanan dan penyakit-penyakit mengikuti dibelakang kita.

Dengan pertumbuhan gedung-gedung tinggi yang semakin cepat, kepadatan dari gedung-gedung telah mengepung lingkungan kita sehingga menyebabkan ketidakseimbangan bagi lingkungan ekologi kita. Bahan gas buangan, air dan sampah, dan sebagainya. Ketika berhadapan dengan lingkungan sosial yang serius dan lingkungan alami, pada lingkungan hidup modern dengan penduduk yang bertambah tua dan kenaikan biaya pengobatan yang semakin tinggi, bagaimana untuk menjaga tingkat kesehatan paling dasar pada diri sendiri adalah sangat penting.

WAKi telah menciptakan satu barang yaitu WAKi Multi Fungsi High Potential Therapeutic yang terdiri dari High Potential Therapy, Negative Potential Therapy, Pen-High Potential Therapy dan Optical Therapy. Ia bukan saja memainkan satu peranan sebagai “dokter keluarga”, tetapi juga menciptakan satu lingkungan alam sekitar yang segar dan nyaman dari hasil penyelidikan terkini dalam pencapaian elektrobiologi dan membolehkan kita melakukan olahraga sewaktu kita duduk.



Kebaikan:


- **Memulihkan sel-sel tubuh dan meremajakan sel-sel di seluruh badan secara efektif**
  Menguatkan keupayaan selular elektrik membrane, memulih sel-sel itu' (-90mV) dan membantu pergerakan selular, menyembuhkan membran dalaman, membantu dengan cepat aliran elektron-elektron, mempercepat sintesis ATP, dan pergerakan teratur elektron-elektron di luar membran, dapat membuat sel-sel pada seluruh tubuh diremajakan dengan lbeih efektif.

- **Meningkatkan metabolisme, membersihkan cairan dalam tubuh, meningkatkan kondisi linkungan dalam tubuh**
  Menguatkan fungsi organ-organ tubuh yang penting, meningkatkan pembersihan toksin-toksin dalam badan, mengatur cairan alami tubuh seseorang pada tahap kealkalian rendah (PH = 7.36 - 7.44), menghilangkan bibit-bibit penyakit, meningkatkan kekebalan dan sistem penyembuhan alami di dalam tubuh.


- **Membuang radikal bebas**
  Tubuh setiap orang mempunyai radikal bebas yang dapat menghancurkan sel dan mengganggu fungsi normal organ tubuh, oleh kerana itu merusak sel dan menyebabkan penyakit. Hal ini dapat mempercepat penuaan. Di bawah fungsi potensial elektrik statis, sel-sel tubuh dipulihkan. Menjaga cairan tubuh tetap dalam keadaan alkali rendah, efektif dalam membersihkan radikal bebas, meningkatkan kekebalan tubuh, menunda penuaan, meningkatkan kecantikan fisik.

- **Memperbaiki peredaran darah dan pengedaran mikro dalam badan**
  Tegangan tinggi potensial medan listrik statis negatif meningkatkan potensi listrik sel darah,volume latihan juga meningkat, ion negatif dapat mengurangi densitas trombosit, menurunkan viskositas darah, memperkuat kontraksi otot jantung, getaran mikro dengan frekuensi 50-60 kali per detik akan membantu komposisi menempel pada dinding pembuluh darah terurai (misalnya, omega 3, kolesterol), memperbesar pembuluh darah dan kapiler, membuka pori-pori, memperlancar dinding pembuluh darah, menghidupkan kembali elastisitas pembuluh darah.

- **Menguatkan kekebalan tubuh**
  Di bawah medan potensial elektrik statis, hal ini dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengisi ulang energi bioelektrik, meningkatkan ciri-ciri gama darah, memulihkan sle-sel kekebalan tubuh, membuat tubuh kebal terhadap penyakit, lebih kuat melawan kuman dan virus, serta meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan penyakit.




Tubuh kita mempunyai energi Bio-Elektrik Aktif. Ketika kita menggunakan WAKi Multi Fungsi High Potential Terapi, energi elektrik akan dipancing dan beredar ke seluruh tubuh kita. Karena itu tubuh kita akan dikelilingi oleh medan elektrik. Energi elektrik berguna untuk mengaktifkan kembali membrane sel lebih dari 200 jenis sel dalam tubuh kita. Ion negatif berguna untuk mengatur dan memperbaiki sel-sel yang lemah.



- Energi Elektrik berguna untuk mengaktifkan kembali membrane sel dari 200 jenis sel dalam tubuh kita.
- Ion Negatif berguna untuk mengatur dan memperbaiki sel-sel yang lemah.

Membran Sel




- Membrane sel adalah struktur yang paling penting dalam sel.
- Membrane sel terbentuk dari dua lapisan phospolipid.
- Energy Elektrik diperlukan untuk mengaktifkan membrane sel yang berfungsi untuk melancarkan oksigen, air dan 90 jenis ion sambil menghembuskan karbon dioksida dan kotoran.
- Ketika potensial sel membran antara -70mV (minus 70 milivolt) dan -90mV (minus 90 milivolt), dinding membran sel aktif, dan transportasi membran sel menjadi lancar. Sel menjadi sehat, tisu akan menjadi sehat, organ akan menjadi sehat, makanya sistem tubuh akan menjadi sehat.


Setiap sistem terlihat sebagai suatu hierarki. Sistem itu sendiri berada pada posisi paling atas dari hierarki. Selanjutnya adalah organ, kemudian adalah jaringan/tisu yang membuat organ-organ tersebut, dan posisi paling bawah adalah sel, darimana jaringan/tisu ini dibuat.

Apabila sel kita sehat, ia akan menghasilkan tisu yang sehat. Seterusnya akan menghasilkan organ yang sehat yang akan membawa kepada sistem tubuh yang sehat.


1. SEL




2. JARINGAN / TISU



3. ORGAN





Sesuai untuk orang yang mau kesehatan:



Kita sekeluarga, untuk kehidupan dan kesehatan yang lebih baik, terhindar dari penyakit.



Anak-anak dan remaja usia sekolah, karena perlu konsentrasi yang tinggi dalam belajar, mengurangi kecapekan.




Orang tua yang ingin panjang usia, sel-sel yang lemah diaktifkan dan diperbaiki, bisa terhindar dari penyakit.



Orang yang tinggal di perkotaan, karena banyak polusi, kurang udara segar, stress kehidupan dan stress pekerjaan.



Pekerja di kantoran/ ruangan ber-AC, kurang udara segar, kurang bergerak.




Orang yang kurang waktu untuk berolahraga secara rutin dan teratur.




Orang yang kurang bepergian ke pegunungan.

Cara menjaga vitalitas tubuh kita

Sebelum kita menggunakan WAKi Multi Fungsi High Potential Terapi, vitamin, mineral, dan energi (chi) dalam darah kita berjalan lambat, setelah kita menggunakan WAKi Multi Fungsi High Potential Terapi, maka vitamin, mineral dan energi (chi) dalam darah akan berjalan jauh lebih cepat.



Before




After

Cara memperbaiki sistem organ tubuh dari bagian dalam

Sebelum kita menggunakan WAKi Multi Fungsi High Potential Terapi, sel-sel darah merah dalam tubuh kita akan berupa gumpalan-gumpalan besar dan pekat (berada dalam kondisi acid / asam).
Setelah kita menggunakan WAKi Multi Fungsi High Potential Terapi, sel-sel darah merah dalam tubuh kita akan terpisah menjadi lebih kecil dan berada dalam kondisi alkali rendah.



Before



After






30 menit, memiliki hasil yang sama seperti pijatan relaksasi selama 2 jam

Fungsi dari High Potential yaitu membantu menstimulasi peredaran darah, mengatur tekanan darah, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketika mikro elektrik mengintervensi sistem saraf manusia, sistem endokrin akan diatur secara otomatis. Menggunakan fungsi High Potential selama 30 menit, memiliki hasil yang sama seperti pijatan relaksasi selama 2 jam.

Manfaat menggunakan fungsi High Potential :

1. Menstimulasi ion-ion didalam dan diluar sel meliputi kalium, natrium, fosfor, klorin, magnesium dan kalsium, dan mengaktifkan sel-sel tubuh.
2. Getaran mikro secara efektif akan memijat sel dalam arteri, hal ini membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah, menjadi lebih energik.
3. Mengaktifkan metabolisme sel, mempercepat dekomposisi lemak.
4. Menghilangkan keletihan, mengurangi nyeri punggung.
5. Meningkatkan motilitas gastrointestina.

Fungsi Negative Potential



30 menit, memiliki hasil yang sama seperti bersantai di hutan selama 3 jam


Fungsi dari negative potential dapat mengaktifkan fungsi enzim tubuh manusia, memperbaiki kondisi tubuh asam (dari kondisi acid ke alkali rendah, pH = 7,36-7,44) dan menghilangkan radikal bebas dalam tubuh. Menerapkan fungsi negative potential selama 30 menit, memiliki hasil yang sama seperti bersantai di hutan selama 3 jam.

Manfaat menggunakan fungsi Negative Potential:

1. Menambah ion negatif dalam tubuh manusia, meningkatkan fungsi bio elektrik dalam tubuh manusia.
2. Mengaktifkan dan memperbaiki membran sel.
3. Mengaktifkan semua jenis enzim, meningkatkan fungsi anti-oksidasi sel.
4. Mengaktifkan sel dalam pencernaan, ginjal dan hati, meningkatkan fungsi detoksifikasi tubuh.
5. Menyeimbangkan fungsi hormon, yang dapat membantu mencegah proses penuaan.
6. Cocok untuk pasangan yang ingin menjadi lebih energik dan menawan.

Cara Menyeimbangan Sel-sel Tubuh Dari WAKi Multi Fungsi High Potential ialah :

Dengan kita menggunakan WAKi Multi Fungsi High Potential Terapi, dimana alat ini akan melakukan proses perbaikan dengan menggunakan ion negatif yang berfungsi sebagai anti oxidan, maka sel tubuh kita akan menjadi seimbang, dan proses metabolisma dalam tubuh akan meningkat. Berikutnya sel tubuh kita akan menjadi sehat.






30 menit, memiliki hasil yang serupa seperti berolahraga di luar ruangan selama 3 jam

Fungsi optical therapy yaitu membantu memperbaiki sel tubuh. Meningkatkan metabolisme sel dan sistem kekebalan tubuh akan meningkat. Menerapkan fungsi Optical Therapy selama 30 menit, memiliki hasil yang serupa seperti berolahraga di luar ruangan selama 3 jam.

Manfaat menggunakan fungsi Optical Terapi:

1. Tubuh menjadi hangat dan meningkatkan suhu tubuh 1-2°C (derajat Celcius).
2. Menstimulasi sirkulasi darah.
3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
4. Membakar lemak.
5. Kulit menjadi halus dan indah.

Fungsi Optical Terapi



Keuntungan Menggunakan Optik Terapi:



Bentuk badan baik



Kulit menjadi lebih halus



Bekas luka berkurangan



Tampak 5-6 tahun lebih muda



Pertumbuhan yang sehat



Penuh dengan tenaga

Sesuai untuk golongan:

Wanita karier, ibu rumah tangga, pelajar, pekerja di kantor berAC, orang tua, orang yang mengalami masalah kulit sensitive dan bintik-bintik hitam, the aging of people, obesity, lack of exercise, mothers that just delivered baby, orang yang tumbuh jerawat, orang yang bertubuh gemuk dan wanita yang mementingkan kecantikan melalui gaya hidup yang sehat.

3000 Volt sesuai untuk:

Orang yang selalu kurang tidur, pelajar, orang yang kekurangan energi, atlet, warga yang tinggal di daerah udara tercemar, pekerja, anak-anak yang kurang konsentrasi, orang yang memiliki nafsu makan yang buruk, supir, staf rumah sakit, peminum alkohol, orang yang jarang berolahraga, orang yang jarang pergi ke daerah rekreasi, orang yang memiliki ingatan yang buruk.

6000 Volt sesuai untuk:


Orang yang memiliki masalah pencernaan, orang yang selalu susah tidur, orang yang sulit bernafas, orang yang selalu berpikir, pelajar yang menghadapi tekanan ujian, orang dewasa yang kurang konsentrasi, orang yang pencinta daging, orang yang berkerja tengah malam, orang yang memiliki kulit kusam, orang yang selalu merasa pusing dan mengantuk, orang yang tidak pernah berolahraga, orang yang memiliki ingatan yang buruk, orang yang terlihat tua dari usia yang sebenarnya, orang yang berkerja di shift malam.

9000 Volt sesuai untuk:

Perokok, orang yang obesitas, orang yang memiliki insomnia dalam waktu yang lama, pasangan yang tidak harmonis dalam hubungan, orang yang berkerja dibawah tekanan besar, orang tua yang selalu kelelahan, orang yang susah berkeringat, orang yang kekurangan darah dan energi "chi", orang yang kurang stamina, orang yang sulit untuk bergerak, orang yang memiliki pandangan buruk, orang yang memiliki pendengaran yang buruk, orang yang memiliki tekanan darah tinggi, orang yang memiliki kolestrol tinggi, orang yang memiliki gula darah tinggi, orang yang memiliki asma, dan orang yang memiliki masalah pencernaan.

** Rekomendasi: Setidaknya 2 sampai 3 kali per hari, minimal 30 menit setiap kali. Gunakan setiap pagi dan malam.
**Untuk kehidupan yang lebih sehat dan meningkatkan vitalitas, silakan guna High Potential Terapi Auto Mode. (Lihat halaman seterusnya).

Program A




- Program ini lebih focus pada 9000 VOLT.
- ***Untuk Fungsi High Potential:***
  membantu untuk meningkatkan vitalitas, menghilangkan kecapekan, menguatkan sistem kekebalan dan anti-penuaan.
- ***Untuk Fungsi Negative Potential:***
  membantu untuk meningkatkan metabolism sel, memperbaiki sel dan anti-penuaan.

Program B



- Program ini lebih focus pada 6000 VOLT dan 9000 VOLT.
- ***Untuk Fungsi High Potential:***
  membantu untuk mengurangkan kesakitan tubuh, menurunkan lemak darah, menurunkan gula darah dan meningkatkan kualitas tidur.
- ***Untuk Fungsi Negative Potential:***
  membantu untuk memperbaiki kualitas tidur, mengurangkan stress dan memperbaiki sistem pencernaan.

Program C



- Program ini focus pada 3000 VOLT, 6000 VOLT dan 9000 VOLT secara acak.
- ***Untuk Fungsi High Potential:***
  membantu untuk menstabilkan tekanan darah, meningkatkan metabolisma sel dan menyeimbangkan darah dalam kondisi kealkalian rendah (pH: 7.36 – 7.44).
- ***Untuk Fungsi Negative Potential:***
  membantu memperbaiki pengedaran darah, membuang radical bebas dan detoxifikasi.

Program D



- Program ini focus pada 3000 VOLT, 6000 VOLT dan 9000 VOLT secara konsisten.
- ***Untuk Fungsi High Potential:***
  membantu untuk meningkatkan vitalitas, menghilangkan kecapekan, menguatkan sistem kekebalan dan anti-penuaan.
- ***Untuk Fungsi Negative Potential:***
  membantu mengurangkan stress, meningkatkan vitalitas dan energy.

Multi Fungsi Partial Pen dan Fungsi Waktu

Orang-orang tua berkata: "sakit artinya tidak lancar, lancar artinya tidak sakit". Partial pen therapy adalah menggunakan partial pen untuk menyentuh titik-titik akupuntur tubuh kita, Anda akan merasa seperti ditusuk oleh jarum. Micro electric akan mengalir ke tubuh kita; arus listrik akan menstimulasi dan mengeruk meridian.

Partial Pen Therapy menerapkan prinsip akupuntur, yaitu menggunakan arus listrik mikro untuk merangsang bagian-bagian meridian yang nyeri dan sakit. Pada saat menggunakan fungsi High Potential atau fungsi Negative Potential, duduklah di bantal energi, kemudian gunakan partial pen dengan cara digarukkan pada bagian yang nyeri dan sakit selama 30 detik hingga 1 menit, maka rasa nyeri dan sakit akan berkurang. Metode ini dapat dengan cepat mengurangi rasa nyeri dan sakit, sementara itu, ia juga dapat membantu mel-ancarkan peredaran darah dan vitalize meridian.



- Sesuai untuk terapi pijat secara meridian & akupuntur.



- Sesuai untuk terapi pijat secara rolling.




- Sesuai untuk terapi pijat secara scrapping.

Fungsi Waktu

Bermula dari 20 menit hingga 60 menit (Bisa bertambah setiap 5 menit sampai 60 menit).

- Untuk 20 menit, sesuai untuk terapi 1 hingga 7 hari.
- Untuk 30 menit, sesuai untuk terapi 8 hingga 14 hari.
- Untuk 40 menit, sesuai untuk terapi 15 hingga 21 hari.
- Untuk 60 menit, sesuai untuk terapi 21 hari ke atas.




Proses Normal

Masalah kesehatan diperbaiki dengan cara perbaikan sebagian saja.
Cara ini tidak bisa mengatasi sumber keluhan.
Sumber keluhan di dalam tubuh tetap seperti semula (besar). Kondisi sel darah kita pekat / acid.

Proses High Potential Terapi

Masalah kesehatan diperbaiki dengan cara perbaikan keseluruhan dari sumber keluhan di bagian dalam tubuh. Perlu waktu proses perbaikan, tergantung dari kondisi tubuh masing-masing, biasanya 7-21 hari setelah terapi, baru kelihatan reaksi/efeknya.
Sumber keluhan dalam tubuh semakin kecil. Keluhan akan lebih mudah disembuhkan.



Apabila badan kita kurang sehat, dimana ditunjukkan oleh panah ke kanan – warna biru. Sel darah dalam tubuh kita semakin pekat, pergerakan vitamin, mineral dan energi (chi) dalam darah semakin lambat, saluran darah semakin menyempit, sel darah dalam kondisi asam/acid.

Apabila tubuh badan kita dalam proses menuju sehat, seperti ditunjukkan oleh panah ke kiri – warna merah. Setelah menggunakan WAKi Multi Fungsi High Potential Therapi, kepekatan sel darah dalam tubuh kita berkurang, pergerakan vitamin, mineral dan energi (chi) dalam darah semakin lancar, saluran darah semakin melebar, sel darah kita dalam kondisi alkali rendah.

Bagaimana Mendapatkan Hasil Yang Lebih Maksimal Dan Lebih Cepat Dalam Menggunakan WAKi Multi Fungsi High Potential Terapi?



Minum air yang bersih dan sehat



Udara yang bersih dan sehat



Makan makanan yang sehat



Tidur yang cukup



Rutin massage dan spa




Terapi secara konsisten pada waktu pagi dan malam hari

DAN JUGA

PERHATIAN KHUSUS :

Minum air putih 1 gelas, baik sebelum dan setelah terapi, karena air berfungsi untuk melancarkan pembuangan toxin dari tubuh kita.





Gunakan partial pen untuk mempercepat membuka aliran darah yang tersumbat atau mengecil.

- **Produk lainnya yang memproduksi ion negatif yang dapat membantu mempercepat reaksi perbaikan yang lebih maksimal.**

Berapa Lama Keluhan Saya Bisa Sembuh Setelah Menggunakan WAKi Multi Fungsi High Potential Terapi?

Biasanya setelah 7-21 hari terapi, perubahan/efek akan mulai terasa.

Anda berada di Kategori mana?

Tubuh kita mempunyai kondisi dan reaksi-reaksi berbeda yang akan menunjukkan hasil terapi mengikut kategori di bawah:

CEPAT



Reaksi berkesan cepat, terasa dalam 1-10 hari.

BERTAHAP



Setiap 5 hari terasa berkesan dan akan meningkat bertahap setiap 5 hari.

BERSELANG



Dalam 5 hari terasa berkesan selanjutnya 5 hari terasa biasa.
5 hari berikutnya terasa berkesan dan 5 hari berikutnya terasa biasa. Dan demikian seterusnya.

LAMBAT




Reaksi akan terasa berkesan setelah 45 hari.

Kapan Waktu Yang Paling Sesuai Menggunakan WAKi Multi Fungsi High Potential Terapi?

½ Jam Setelah Bangun Pagi


Sel-sel dan darah dalam tubuh kita perlu 'dimotivasi' untuk dapat bergerak lebih cepat, sehingga vitalitas dan energi kita akan cepat meningkat dan aktifitas kerja kita akan sempurna.

Sebelum



Vitamin, Mineral dan Tenaga (Chi) dalam darah berjalan lambat

Sesudah



Vitamin, Mineral dan Tenaga (Chi) dalam darah berjalan lebih lancar

½ Jam Sebelum Tidur Malam


Pada saat malam hari, tubuh kita beristirahat dan secara otomatis, sel-sel tubuh akan melakukan regenerasi dan memperbaiki sel-sel yang rusak.

Sebelum



Sel darah merah bergabung dalam gumpalan besar (Keasaman/Acid)

Sesudah



Sel darah merah terpisah menjadi lebih kecil (Alkali rendah)

- **Vitalitas kita akan lebih cepat meningkat di pagi hari, dan dimalam hari, tubuh kita akan semakin cepat dalam melakukan regenerasi dan perbaikan sel-sel tubuh.**

WAKi Multi Fungsi High Potential Terapi


Mesin Utama dan Aksesoris termasuk:



1unit Host Machine



2units Cushion Pad




1 set of Multi Functional Partial Pen



1 unit of Electro Inspection Remote Controller



2 unit of Cushion Cover



2 unit of Electro Isolation Cushion

DAFTAR HARGA KHUSUS:

WAKi HPT WK2076i-g (UPT)	- USD 9,990
WAKi HPT WK2076i	- USD 8,900
WAKi HPT Chair WKT2091	- USD 6,900
WAKi HPT WK2076H	- USD 5,600
WAKi HPT WKT2075	- USD 4,590
WAKi HPT WK2079	- USD 2,790

WAKI

Towards a Better Life

since 1995

http://www.waki.asia

Not a Promise, But Sure!

(BTS012I'20)