WAKi
Towards a Better Life
since 1995

WAKi LASER BIO-ELECTRO massager equipment

WKT2092



www.waki.asia

Daftar Isi

Perkenalan Produk 1

Teknologi WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment 2

Fungsi Utama WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment 4

Manfaat Setelah Menggunakan WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment 6

Apa Fungsi Energi Panas Magnetik ? 7

Apa itu Pemijatan internal ? 8

Sel Tubuh 9

Aksesoris dan Penggunaan: Waist Belt 10

Aksesoris dan Penggunaan: Buttock Cushion 12

Aksesoris dan Penggunaan: Hand Sticks 15

Aksesoris dan Penggunaan: Foot Pad 17

Aksesoris dan Penggunaan: Laser Wrist Band 19

Bagaimana cara mendapatkan hasil yang maksimal dan cepat saat menggunakan WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment ? 21

Proses perbaikan sel tubuh 22

Kapan waktu yang paling sesuai menggunakan WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment? 23

WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment 24

Cocok untuk:

Aksesori pada perangkat utama dan Aksesori tambahan: 25

PERKENALAN PRODUK

WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment menggunakan prinsip Bio-Electro energi dan magnet heat energi untuk merawat orang yang paling membutuhkan. Hasilnya membuat orang lebih sehat dengan efek khusus “Internal Body Massage”. Perpaduan "Bio Electro Energi" dan "Magnetic Heat Energi" dapat membantu merangsang dan mengaktifkan meridian, sel vena, sel arteri dan masih banyak lagi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengendurkan otot yang lelah, memperlancar peredaran darah dan lain-lain.

The New WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment adalah alat kesehatan multi fungsi terbaru hasil riset dan pengembangan dari negara maju, yang menggabungkan 10 teknologi inti pintar yang canggih. Gunakan sekitar 30 hingga 40 menit setiap hari dalam jangka panjang. Sehingga, orang-orang yang menggunakannya akan menjadi lebih sehat dan bahagia.




Teknologi WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment




10 Smart Core Technology

- The WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment adalah alat kesehatan dengan teknologi modern yang menggunakan 10 Core Technology.
- 10 Core Technology bisa disebut sebagai “Otak” dari perangkat.
- Dapat menerima instruksi, melakukan kalkulasi atau operasi, untuk melaksanakan instruksi tersebut.




8 Core 3D Linkage Technology

- 3D Linkage Technology digunakan dalam kontrol sistem mekanis untuk mengatur dan mentransmisikan sistem ke tempat yang dibutuhkan.
- Kabel multicore adalah jenis kabel listrik yang menggabungkan beberapa sinyal atau umpan daya ke dala satu kabel berjaket untuk meningkatkan transmisi sinyal antar perangkat.
- Kabel multicore banyak digunakan pada mesin untuk mengontrol unit



Transformer Frequency & Waveform


- WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment menggunakan 6 transformer frequency & Waveform untuk mendapatkan daya dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya. Perangkat secara cerdas dapat mengubah tegangan input dan output ke multi frekuensi dan bentuk gelombang yang disempurnakan dari mode yang berbeda.



10 mode tersedia untuk dipilih


- Terdapat 10 mode tersedia yang dapat dipilih, setiap mode memiliki frekuensi variabel dan waveform yang berbeda. Mode dapat dipilih sesuai dengan kenyamanan, bagian tubuh dan keadaan tubuh.

Teknologi WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment



40 Level intensitas tersedia

- Level intensitas dapat dipilih sesuai dengan kenyamanan, bagian tubuh dan keadaan tubuh. Segingga anda dapat menjalani terapi dengan rasa nyaman tanpa tusukan.



999 bentuk gelombang frekuensi


- Dalam dunia elektronik, akustik, dan bidang terkait lainnya, bentuk gelombang sinyal menggambarkan bentuk grafik sebagai fungsi waktu, tidak tergantung pada waktu dan skala besarnya dan dari setiap perpindahan dalam waktu. Perangkat ini mampu menghasilkan frekuensi yang dapat mengeluarkan tegangan atau arus periodik dengan salah satu dari beberapa bentuk gelombang. Perangkat ini didesain dengan lebih 999 bentuk gelombang frekuensi yang disempurnakan!.



Simulasi teknologi pengobatan tiongkok dengan tradisi

- Menggunakan konsep tradisional akupuntur cina dan melalui teknologi 8 core 3D linkage.Perangkat ini memproduksi gelombang mikro vibrasi dan gelombang energi. Gelombang tersebut dapat menembus kulit hingga ke dalam sel dan akan merangsang dan mengaktifkan kembali membran sel lebih dari 200 jenis sel di dalam tubuh kita.

Fungsi Utama of WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment




Gelombang energi

- Gelombang ini dapat mengoreksi pergerakan tubuh, mentransfer gelombang energi bio-electric yang baik ke dalam tubuh, memperbaiki gelombang gerakan tubuh yang tidak normal dan tidak teratur dalam tubuh, dan mencapai tujuan penurunan berat badan dan perawatan kesehatan.
- Gelombang energi dapat membantu untuk mengatur dan memulihkan sel-sel yang lemah.



Gelombang getaran mikro

- Energi dari gelombang getaran mikro beresonansi dengan sel, meningkatkan vitalitas sel. Hal tersebut meningkatkan permeabilitas baik di dalam maupun di luar sel, meningkatkan metabolisme lemak berlebih dan meningkatkan sirkulasi mikro. efekkomprehensif pada metabolisme ini bermanfaat bagi tubuh manusia.
- Gelombang getaran mikro berperan penting dalam mengaktifkan kembali membran sel lebih dari 200 jenis sel di dalam tubuh kita.



Magnetik

- Energi Magnetik dapat melancarkan sirkulasi darah, mengatasi tangan dingin atau gejala tubuh dingin dan meningkatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh.



Akupunktur

- Dengan menggabungkan konsep pengobatan tradisional Tiongkok, perangkat ini memanfaatkan teknologi 8 core 3D linkage untuk menghasilkan gelombang getaran mikro dan gelombang energi. Gelombang ini menembus sel-sel kulit tubuh kita.

Fungsi Utama of WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment



Pemanas

- Far Infrared Energy adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yang dapat meningkatkan vitalitas sel, meningkatkan metabolisme limbah dalam tubuh dan memainkan peran penting dalam penguraian dan pembuangan lemak.

Laser

- Energi laser memancarkan laser lemah 650 nanometer, yang dapat menyinari titik akupunktur dan darah di luar tubuh, mengatur saraf, fungsi darah, meningkatkan aktivitas enzim, kekebalan, metabolisme, dll.

Manfaat Setelah Menggunakan WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment



Mengaktifkan dan merangsang meridian



Mengaktifkan sel-sel vena dan sel-sel arteri



Menghilangkan sakit dan nyeri tubuh



Merilekskan otot-otot yang kelelahan



Mengurangi stres



Meningkatkan stamina untuk orang dewasa



Memperbaiki masalah nyeri haid pada wanita




Meningkatkan sistem kekebalan tubuh



Memperbaiki sistem detoksifikasi



Menghilangkan kelelahan, memperbaiki insomnia



Melancarkan sirkulasi darah



Meningkatkan metabolisme sel

Apa Fungsi Energi Panas Magnetik?



Fungsi Energi Panas Magnetik dapat digunakan pada punggung, pantat dan kaki. Jika digunakan dalam jangka panjang dapat mencapai manfaat maksimal.

Gunakan 30 menit fungsi Energi Panas Magnetik memiliki hasil yang serupa dengan Sauna / SPA selama 1 jam.



Pantat

- Sesuai untuk: Orang yang mengalami sakit perut pada saat menstruasi dan orang yang mengalami menstruasi tidak lancar.



Pinggang / Punggung

- Sesuai untuk: Orang yang kurang energi "chi", orang yang sakit punggung bawah, orang yang kekurangan stamina.




Kaki

- Sesuai untuk: Orang yang memiliki kaki dingin, kaki yang lelah.

Apa itu Pemijatan Internal?

Kulit → Lemak otot → Getah bening visceral → Saraf vascular → Tulang ligamen → Sel



Kulit → Otot → Visceral → Pembuluh darah → Kapiler → Sel

Pemijatan internal


- Pemijatan internal menggunakan konsep akupunktur medis tradisional Tiongkok melalui 8 Core 3D Linkage Technology. Perangkat ini menghasilkan gelombang getaran mikro dan gelombang energi yang menembus ke dalam sel -sel kulit tubuh. Proses ini mengaktifkan dan meremajakan sel, meningkatkan metabolisme, meningkatkan sirkulasi darah, menghilangkan radikal bebas dan banyak lagi.

- Gelombang getaran mikro berguna untuk mengaktifkan kembali membran sel lebih dari 200 jenis sel di dalam tubuh kita, sementara gelombang energi berperan dalam mengatur dan memulihkan sel-sel yang lemah.


Sel Tubuh

Setiap sistem tampak seperti hierarki. Sistem itu sendiri berdiri pada posisi tertinggi pada hierarki. Selanjutnya adalah organ. Diikuti oleh jaringan yang membentuk organ. Hierarki terendah adalah sel, yang membentuk sel jaringan.Ketika sel-sel kita sehat, maka akan menghasilkan jaringan yang sehat. Kemudian akan menghasilkan organ-organ yang sehat dan pada akhirnya akan membuat 11 sistem tubuh kita menjadi sehat.


SEL




JARINGAN / TISU



ORGAN





Otak
Sistem saraf

Kelenjar thyroid
Sistem endokrin

Paru
Sistem pernafasan

Jantung
Sistem peredaran darah

Pembuluh limfatik
Sistem limpa dan kekebalan

Usus
Sistem pencernaan

Kandung kemih
Sistem perkemihan

Testis
Sistem reproduksi

Tulang paha
Sistem tulang

Rectus femoris
Sistem otot

Kulit
Sistem kulit, rambut dan kuku

Aksesoris Dan Pengunaan: Waist Belt



Waist Belt dapat menghasilkan gelombang getaran mikro, gelombang energi, magnetik dan pemanasan melalui teknologi 8 core Linkage menembus ke dalam kulit tubuh kita ke sel dan dapat mengaktifkan dan meremajakan sel, meningkatkan metabolisme, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan sirkulasi mikro dan meningkatkan komprehensif efek metabolisme tubuh manusia.

Pinggang



- Waist Belt dirancang untuk melindungi organ dalam dan berbagai bagian tubuh kita. Direkomendasikan untuk orang yang merasa kedinginan di sekitar perut atau membawa beban di pinggang. Memulihkan kesehatan Anda dengan menghangatkan perut dan pinggang Anda.
- Fungsi pemanas adalah energi kehidupan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yang dapat meningkatkan vitalitas sel, meningkatkan metabolisme limbah di dalam tubuh dan memainkan peran penting dalam penguraian dan pembuangan lemak. Membantu anda memperoleh bentuk tubuh yang indah.



- Fungsi magnetik energi dapat melancarkan sirkulasi darah, mengatasi tangan dingin atau gejala tubuh dingin, meningkatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh.

Aksesoris Dan Pengunaan: Waist Belt

Punggung

- Dapat menenangkan saraf dan memperkuat otot punggung dan memperbaiki postur.
- Sesuai digunakan 20-40 menit setiap hari pada pagi dan malam hari.
- Minum segelas air sebelum dan sesudah menggunakan dapat mencapai hasil yang lebih baik.



Mode pijat pinggang & punggung

M1 : Sesuai untuk semua jenis pengguna

M2 : Sesuai untuk orang yang memiliki pinggang obesitas

M3 : Sesuai untuk orang yang menderita nyeri otot pinggang

M4 : Sesuai untuk orang yang kurang berolahraga

M5 : Sesuai untuk orang yang mengemudi dalam waktu lama

M6 : Sesuai untuk orang yang duduk berjam-jam (pekerja kantoran)

M7 : Sesuai untuk wanita yang memiliki masalah menstruasi


M8 : Sesuai untuk lansia

M9 : Sesuai untuk wanita dewasa (meningkatkan stamina)

M10 : Sesuai untuk pria dewasa (meningkatkan stamina)


Aksesoris Dan Pengunaan: Buttock Cushion






Perawatan kesehatan reproduksi

- Meningkatkan kualitas kehidupan seksual;
  Penuaan, penyakit, stres, emosi - Menyebabkan libido rendah, frigiditas, penuaan seksual dini.





- Meningkatkan fungsi reproduksi wanita;
  Vulva wanita, vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, ovarium.

- Penyakit yang paling umum pada penyakit kelamin wanita:
  Gatal, bau, peradangan, kekeringan, kendur, nyeri, gangguan sekresi, kista, dll.

- Meningkatkan fungsi reproduksi pria;
  Penis pria, testis, prostat.

- Penyakit yang paling umum pada penyakit kelamin pria:
  Prostatitis, pembesaran prostat, penurunan fungsi seksual, dll.

Aksesoris Dan Pengunaan: Bantalan Bokong

Prostat Kecil: Pengaruh Siksaan Sehari-hari Pria

Sering buang air kecil



7 kali semalam!

Pergi ke toilet 7-8 kali, istri tidak bisa tidur nyenyak, lebih menderita selama musim dingin, sangat lelah.

Aliran urin lemah



Tidak bisa buang air kecil jauh, sangat merepotkan!

Selalu meninggalkan tetesan urin di celana, baunya tidak enak! Buang air kecil tidak bisa jauh, repot sekali, kencing di sekitar celana, berkali-kali dalam sehari, selalu bau amis.

Desakan untuk buang air kecil



Urin datang tiba-tiba!

Pergi ke toilet untuk buang air kecil, terasa lambat bahkan berlari, ingin menyelesaikannya dengan tergesa-gesa, tetapi masih kencing di celana.

Kesulitan buang air kecil



Setengah jam di dalam toilet, melelahkan sekali!

Harus menahan nafas saat buang air kecil, pergi ke toilet terasa seperti menggali, sangat lelah hingga muka merah dan nafas tersengal-sengal.

Menggiring urin



Urin tak berujung sangat tidak nyaman!

Merasa tidak nyaman dengan urin yang tak ada habisnya! Tidak bisa selesai buang air kecil, berdiri lama, buang air kecil terasa seperti lari marathon, setelah buang air kecil masih terasa tidak pernah selesai buang air kecil.

Buang air kecil yang menyakitkan



Aduh! Sangat menyakitkan!

Aduh! Sangat menyakitkan! Ingin buang air kecil tapi tidak berani, saking sakitnya saat buang air kecil, seharusnya dilakukan dengan mudah, tapi akhirnya menderita.

Aksesoris Dan Pengunaan: Buttock Cushion

Faktor yang rentan terhadap inkontinensia urin:

- Masalah pasien dengan inkontinensia urin:
  Inkontinensia urin adalah kebocoran urin yang tidak disengaja.
  Inkontinensia stres terjadi ketika gerakan atau aktivitas fisik — seperti:

Bersin



- Akibatnya, urine keluar tiba-tiba tanpa dikehendaki dan mengganggu kegiatan sehari-hari.

Tertawa



- Urine keluar secara spontan semasa Anda sedang ketawa.

Naik tangga



- Urine keluar apabila melakukan pergerakan tubuh seperti naik tangga, berlari dll.

Mengangkat benda berat



- Urine keluar apabila mengangkat benda berat kerana kandung kemih tidak dapat menampung tekanan.

Ereksi tiba-tiba



- Urine yang masih tersisa mungkin bocor dari kandung kemih Anda.

Ketakutan



- Urine keluar tiba-tiba tanpa dikehendaki kerana perasaan takut atau tertekan.

Mode pijat bokong

M1 : Sesuai untuk semua jenis pengguna

M2 : Sesuai untuk orang yang memiliki pantat obesitas

M3 : Sesuai untuk orang yang menderita nyeri otot pantat

M4 : Sesuai untuk orang yang kurang berolahraga

M5 : Sesuai untuk orang yang mengemudi lama

M6 : Sesuai untuk orang yang duduk berjam-jam (pekerja kantoran)

M7 : Sesuai untuk wanita yang memiliki masalah menstruasi


M8 : Sesuai untuk lansia

M9 : Sesuai untuk wanita dewasa (meningkatkan stamina)

M10 : Sesuai untuk pria dewasa (meningkatkan stamina)

Aksesoris Dan Pengunaan: Hand Sticks

Diagram Titik Pijat Refleksi Telapak Tangan



Telapak tangan

- Ada 86 titik meridian dan 224 titik akupunktur tambahan dengan dua belas meridian utama di tangan manusia. Tangan dipenuhi dengan titik-titik akupunktur yang berhubungan dengan semua organ di dalam tubuh.

- Telapak tangan terhubung ke bagian depan tubuh manusia, dan belakang tangan terhubung ke berbagai organ bagian belakang tubuh manusia. Oleh karena itu, setiap kelainan pada tubuh dapat ditransmisikan ke berbagai bagian tangan melalui meridian dan titik akupunktur.

- Tanda-tanda penyakit akan direfleksikan ke berbagai bagian telapak tangan melalui saraf, pembuluh darah, dan meridian. Perubahan morfologi bagian tertentu dari telapak tangan, termasuk perubahan spesifik dan teratur, merupakan dasar diagnosis penyakit.

Aksesoris Dan Pengunaan: Hand Sticks



Hand Sticks

- Gelombang getaran mikro akan mengalir ke seluruh telapak tangan Anda untuk melarutkan lemak, meningkatkan gerakan otot, meningkatkan sirkulasi darah, merangsang saraf dan otot.
- Ada 6 meridian utama di tangan, yaitu meridian paru-paru, meridian perikardium, meridian jantung, meridian usus besar, meridian tiga pemanas dan meridian usus kecil. Ini dapat merangsang kontraksi otot dan membantu proses penyembuhan.





Mode pijat telapak tangan


M1	: Sesuai untuk semua jenis pengguna
M2	: Sesuai untuk orang yang menderita kelumpuhan telapak tangan
M3	: Sesuai untuk penderita asam urat tinggi
M4	: Sesuai untuk orang yang menderita masalah psychasthenia
M5	: Sesuai untuk orang yang kurang berolahraga
M6	: Sesuai untuk orang yang kurang stamina
M7	: Sesuai untuk lansia
M8	: Sesuai untuk orang dengan sakit kepala dan sakit leher
M9	: Sesuai untuk orang yang menderita nyeri bahu
M10	: Sesuai untuk penderita mati rasa di area telapak tangan

Aksesoris Dan Pengunaan: Foot Pad


Diagram Titik Akupuntur Refleksi Kaki

Daerah refleksi telapak kanan


Daerah refleksi telapak kiri



Daerah refleksi pergelangan kaki bagian dalam



Daerah refleksi pergelangan kaki bagian luar



- Pemanas dan gelombang getaran mikro akan mengalir ke seluruh meridian Anda untuk mentransfer panas ke jaringan dalam dan merangsang kontraksi otot. Ini membuka penghalang Qi Anda, meningkatkan aliran Qi, dan membantu dalam proses penyembuhan. Ini membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah, menjaga suhu tubuh kita, dan menjaga kaki kita tetap hangat. Karena itu, menghilangkan rasa lelah dan membuat tubuh kita sehat.

Aksesoris Dan Pengunaan: Foot Pad



Foot Pad

- Kesehatan manusia erat kaitannya dengan kaki. Seseorang memiliki kaki, seperti pohon yang memiliki akar. Saat akar pohon mengering terlebih dahulu, saat tua kaki melemah terlebih dahulu. Kaki disebut "jantung kedua dari tubuh manusia" dan area pijat refleksi sesuai dengan titik organ dalam manusia.

- Fungsi:
  Dengan merangsang area refleksi kaki, dapat menyesuaikan fungsi fisiologis tubuh manusia, meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh, untuk mencapai tujuan pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan kesehatan dan penguatan tubuh.

Mode pijatan kaki

M1 : Sesuai untuk semua jenis pengguna

M2 : Sesuai untuk orang yang memiliki asam urat tinggi

M3 : Sesuai untuk orang yang menderita nyeri otot pada kaki

M4 : Sesuai untuk orang yang kurang berolahraga

M5 : Sesuai untuk orang dengan nyeri sendi

M6 : Sesuai untuk orang yang kurang stamina

M7 : Sesuai untuk lansia

M8 : Sesuai untuk orang dengan otot kaki yang sakit

M9 : Sesuai untuk orang yang menderita kelumpuhan parsial di kaki

M10 : Sesuai untuk penderita varises

Aksesoris Dan Pengunaan: Laser Wrist Band



Fungsi laser wrist band


- Fungsi laser-nano dari peralatan WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment mengadopsi teknologi laser nano-lemah. Laser nano-lemah dapat langsung menyinari jaringan biologis tanpa menyebabkan kerusakan.
  Laser nano-lemah juga dapat menghasilkan rangsangan biologis ramah, sehingga mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti transmisi impuls saraf, fungsi darah, aktivitas enzim, imunitas, metabolism, dll. Fungsi laser-nano dari peralatan WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment dapat menyinari titik akupuntur dan darah.

- Gelang laser memancarkan laser lemah pada 650 nanometer, yang mendekati dengan panjang gelombang fisiologis tubuh manusia dan cocok untuk penyerapan tubuh manusia.

- Gunakan 2-3 kali sehari selama 30 minit setiap kali. Menggunakannya dalam jangka panjang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan metabolism sel. Fungsi laser-nano dari WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment sesuai untuk seluruh keluarga, terutama orang tua.

Aksesoris Dan Pengunaan: Laser Wrist Band

Apa manfaat energi NANO LASER?



Meningkatkan permeabilitas membran sel

Ketika laser intensitas rendah menyinari kulit, berdasarkan reaksi fotobiokimia, dapat meningkatkan permeabilitas membran sel, meningkatkan aktivitas enzim, seperti katalase, dengan demikian mengatur atau meningkatkan metabolisme, memperkuat sintesis dan aktivitas asam ribonukleat dalam jaringan sel, mempercepat sintesis protein, meningkatkan kandungan glikogen, dll.



Mempercepat perbaikan jaringan

Iradiasi laser intensitas rendah dapat meningkatkan pembentukan serat kolagen, merangsang angiogenesis, mempercepat metabolisme tubuh dan proses perbaikan jaringan, oleh karena itu, dapat meningkatkan penyembuhan luka, mempercepat pertumbuhan flap kulit yang tumbuh kembali, meningkatkan regenerasi saraf yang terputus, mempercepat penyembuhan patah tulang tubular, meningkatkan pertumbuhan rambut dll. Dapat digunakan untuk pengobatan luka, bisul, luka bakar, patah tulang dll.



Meningkatkan fungsi kekebalan tubuh

Iradiasi laser intensitas rendah dapat memperkuat fungsi fagositik sel darah putih, meningkatkan fagosit atau meningkatkan aktivitas makrofag, memperkuat fungsi kekebalan seluler dan humoral tubuh, meningkatkan kemampuan anti infeksi tubuh, dapat digunakan untuk anti bakteri, anti peradangan dll.

Bagaimana cara mendapatkan hasil yang maksimal dan cepat saat menggunakan WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment?



Minum air putih bersih dan segar



Menghirup udara yang bersih dan segar



Konsumsi suplemen makanan WAKi



Memiliki kualitas tidur yang cukup



Melakukan pemijatan dan spa secara rutin




Terapi konsisten dengan produk terapi WAKi lainnya

PERHATIAN:

Jangan lupa untuk meminum air putih sebelum dan sesudah menggunakan WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment untuk mempercepat pembersihan toksin dan kotoran dari dalam tubuh.



Proses Perbaikan Sel Tubuh



Tubuh kita terbentuk daripada kira-kira 60 triliun sel.

Target

CEPAT

Reaksi yang cepat dan efektif, terasa dalam 1-10 hari.

Target

BERTAHAP

Setiap 5 hari terasa efektif dan progress akan meningkat setiap 5 hari.

Target

BERSELANG

Akan terasa efektif dalam 5 hari kemudian kembali normal dalam 5 hari berikutnya. Setelah 5 hari akan kembali efektif dan 5 hari berikutnya kembali normal dan seterusnya.

Target

LAMBAT


Akan terasa efektif setelah 45 hari.

Kapan Waktu Yang Paling Sesuai Menggunakan WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment?


½ JAM SETELAH BANGUN PAGI

- Sel-sel dan darah dalam tubuh kita perlu 'dimotivasi' untuk dapat bergerak lebih cepat, sehingga kekuatan dan tenaga kita akan cepat meningkat dan aktivitas kerja kita akan sempurna.

Sebelum



Sesudah



½ JAM SEBELUM TIDUR MALAM

- Pada waktu malam, tubuh kita berehat dan secara otomats, sel-sel tubuh akan melakukan regenerasi dan memperbaiki sel-sel yang rusak.

Sebelum



Keasaman

Sesudah



Alkali rendah

WAKi Laser Bio-Electro Massager Equipment Cocok untuk:



Seluruh keluarga



Lansia



Pekerja kantor



Orang yang ingin tetap cantik



Orang yang kurang berolahraga



Orang yang menderita nyeri otot



Orang dengan kelebihan berat badan



Orang yang menderita sakit pinggang dan punggung



Orang yang selalu kelelahan



Orang dengan stamina rendah



Orang yang menderita insomnia



Orang yang menderita masalah kelumpuhan telapak tangan dan kaki

Juga dapat membantu seseorang dengan masalah kesehatan seperti:

Konstipasi, sakit kepala, tekanan darah tinggi, stroke ringan, gula darah tinggi, migrain, diabetes, nyeri sendi, permasalahan usus, sakit punggung, kolesterol tinggi, telapak tangan dan kaki yang dingin, kelelahan, radang sendi, inflamasi, asam urat, dll.

Aksesoris pada Perangkat Utama dan Aksesoris tambahan:



1 set Perangkat Utama



1 Waist Belt



1 Sabuk Pengikat



Buttock Cushion
(Peralatan kecantikan pinggul) - (Baik pria maupun wanita mempunyai satu kepala, satu kepala digunakan untuk bagian belakang)



1 pasang Palm Rod



1 Laser Wrist Band



1 Remote Control



2 Tabung Sekering



1 Kabel Power



1 Kabel Power Utama



1 Buku Manual

(Perusahaan kami berhak mengembangkan lebih banyak aksesori adaptasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.)

WAKI

Towards a Better Life

since 1995

http://www.waki.asia

Not a Promise, But Sure!

(BTS015ID'23)